

Anti-Pdx1-Polyklonalantikörper Für Wb Und Elisa - P52945

Artikelnummer: CM0014294



Einführung

Kaninchen-Anti-PDX1-Polyklonalantikörper, validiert für Western Blot und ELISA, erkennt humanes und murines PDX1 (31 kDa). Ideal für Diabetes- und Pankreasentwicklungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDX1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GSF, IPF1, IUF1, IDX-1, MODY4, PDX-1, STF-1, PAGEN1, PDX1
Spezies	Human
Gen-ID	3651
Immunogen	Synthetisches Peptid, entsprechend der Aminosäuren 1-100 von humanem PDX1 (NP_000200.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P52945
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel