

## Anti-Pdxdc1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q6P996

Artikelnummer: CM0019876

### Einführung

Hochwertiger Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes PDXDC1, eine Pyridoxal-abhängige Decarboxylase. Validiert für WB, IHC-P und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. 87 kDa.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | PDXDC1 Kaninchen pAb                                                                                                         |
| Bemerkungen/Alias | LP8165; PDXDC1                                                                                                               |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                       |
| GenID (Mensch)    | 23042                                                                                                                        |
| GenID             | 23042                                                                                                                        |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 489-788 des humanen PDXDC1 (NP_055842.2) enthält |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                    |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                       |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                             |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                          |
| SWISS             | Q6P996                                                                                                                       |
| Proteingewicht    | 87kDa                                                                                                                        |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                    |