

Monoklonaler Anti-Pdxk-Antikörper Für Wb, Elisa - O00764

Artikelnummer: CM0007272



Einführung

Rekombinanter monoklonaler Anti-PDXK-Kaninchenantikörper, validiert für WB und ELISA. Detektiert humanes PDXK (35 kDa, SWISS O00764). Ideal für die Forschung zu Vitamin-B6-Stoffwechsel und Kinasen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDXK Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	PKH, PNK, HMSN6C, PRED79, C21orf97, HEL-5-1a, C21orf124, PDXK
Spezies	Human
GeneID (Human)	8566
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-312 des humanen PDXK (NP_003672.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O00764
Proteingewicht	35 kDa
Versand	Eisbeutel