

Anti-Pdxk-Polyklonalantikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - 000764

Artikelnummer: CM0029155



Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyklonaler Anti-PDXK-Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten-PDXK. Ideal für die Erforschung von Vitamin-B6-Stoffwechsel, Kinaseaktivität und Neuropathie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDXK Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PKH; PNK; HMSN6C; PRED79; C21orf97; HEL-S-1a; C21orf124; PDXK
Spezies	Human
Gen-ID	8566 (Human)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-312 von humanem PDXK (NP_003672.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O00764
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel