

Anti-Pdxd Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Gd0

Artikelnummer: CM0020146



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen PDXP (Chronophin) für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattes PDXP (32 kDa). Nützlich für die Untersuchung des Vitamin-B6-Stoffwechsels, der Cofilin-Signalgebung und der neuronalen Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PDXP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CIN; PLP; dj37E16.5; PDXP
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	57026
Gen-ID	57026
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200 bis zum C-Terminus von menschlichem PDXP (NP_064711.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96GD0
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel