


Anti-Pebp1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P30086

Artikelnummer: CM0016704



Einführung

Anti-PEBP1 Kaninchen polyklonaler Antikörper für WB, IF/ICC, IP, ELISA. Targetiert humanes PEBP1 (RKIP) mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Kinassignalisierung und ZNS.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PEBP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PBP; HCNP; PEBP; RKIP; HCNPPp; PEBP-1; HEL-210; HEL-S-34; HEL-S-96; PEBP1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5037
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-187 von menschlichem PEBP1 (NP_002558.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P30086
Proteingewicht	21 kDa
Versand	Eisbeutel