

Anti-Pebp4 Polyklonale Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96S96

Artikelnummer: CM0016739

Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen menschliches PEBP4 (CORK1), validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Mäusen. Ideal für Forschung zum PI3K-AKT-Signalweg und sekretierte Proteine.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	PEBP4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	CORK1; CORK-1; PEBP-4; hPEBP4; PRO4408; GWTM1933; HEL-S-300; PEBP4
Art	Mensch
GenID (Mensch)	157310
GenID	157310
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q96S96
Proteinmasse	26kDa
Versand	Eisbeutel