

Anti-Pebp4 Kaninchen-Polyclonales Antikörper - Q9D9G2

Artikelnummer: CM0021977

Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen PEBP4 (Phosphatidylethanolamine-binding protein 4), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Forschung zum PI3K-AKT-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PEBP4 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	PEBP-4; PEBP4
Art	Maus
GeneID (Mensch)	157310
GeneID	73523
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 90-242 von Maus-PEBP4 enthält (NP_082836.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9D9G2
Proteinmasse	27 kDa
Versand	Eisbeutel