


Anti-Pedf/Serpinf1 Polyclonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P36955

Artikelnummer: CM0019882



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen humanes PEDF/SERPINF1 (P36955). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für Forschung zu Angiogenese und Neurotrophie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PEDF/SERPINF1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	OI6; OI12; PEDF; EPC-1; PIG35
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5176
Gen-ID	5176
Immunogen	Synthetisches Peptid passend zu einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 141-240 von humanem PEDF/SERPINF1 (NP_002606.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P36955
Proteingewicht	46kDa
Versand	Eisbeutel