


Anti-Pedf/Serpinf1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P36955

Artikelnummer: CM0004328



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper, der gegen humanes PEDF/SERPINF1 (P36955) gerichtet ist und für WB und ELISA validiert wurde. Detektiert PEDF in humanen, murinen und rattenspezifischen Proben mit einem Molekulargewicht von 46 kDa. Ideal für Neurobiologie und Angiogenese-IVD-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PEDF/SERPINF1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	OI6; OI12; PEDF; EPC-1; PIG35; PEDF/SERPINF1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5176
Gen-ID	5176
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem PEDF/SERPINF1 (P36955) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P36955
Proteingewicht	46 kDa
Versand	Eisbeutel