


Anti-Pef1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb - Q9Ubv8

Artikelnummer: CM0002862



Einführung

Rekombinanter Kaninchen anti-PEF1 monoklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und ratten PEF1. Ideal für die Erforschung des ER-Golgi-Transports und der Kalziumsignalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PEF1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ABP32; PEF1A; PEF1
Spezies	Human
GeneID	553115
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 50-150 von humanem PEF1 (Q9UBV8) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9UBV8
Proteingewicht	30kDa
Versand	Eisbeutel