


Anti-Peg10 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q86Tg7

Artikelnummer: CM0026804



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PEG10, ein von Retrotransposonen abstammendes Protein, das an der Plazentabildung und Krebsprogression beteiligt ist. Validiert für WB, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PEG10 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EDR, HB-1, Mar2, RTL2, MEF3L, Mart2, RGAG3, SIRH1, PEG10
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	23089
Gen-ID	23089
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q86TG7
Proteingewicht	80kDa
Versand	Eisbeutel