


Anti-Peg3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Gzu2

Artikelnummer: CM0016955



Einführung

PEG3 Kaninchen pAb validiert in WB, IHC-P, ELISA für Mensch, Maus, Ratte. Erkennt PEG3 (181kDa), ein Zinkfingerprotein, das Apoptose und Tumorsuppression reguliert. Ideal für Neurobiologie- und Krebsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PEG3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PW1; ZNF904; ZSCAN24; ZKSCAN22; PEG3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5178
Gen-ID	5178
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9GZU2
Proteingewicht	181kDa
Versand	Eisbeutel