


Anti-Pelp1 Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P, Elisa - Q8Izl8

Artikelnummer: CM0015828



Einführung

PELP1 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für ELISA und IHC-P, mit Kreuzreaktivität zu Human, Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Östrogenrezeptor-Signalgebung, Krebsbiologie und rRNA-Reifung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PELP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MNAR; P160; PELP1
Spezies	Human
Gen-ID	27043
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 884-1130 von humanem PELP1 (Q8IZL8) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8IZL8
Protein-Gewicht	120kDa
Versand	Eisbeutel