


Anti-Pelp1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8IzL8

Artikelnummer: CM0009047



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen humanes PELP1 (MNAR), validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. PELP1 ist ein transkriptioneller Koaktivator, der an die Östrogenrezeptor-Signalübertragung und die Krebsbiologie beteiligt ist. Ideal für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PELP1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	MNAR; P160; PELP1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	27043
GenID	27043
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1000-1100 von humanem PELP1 (Q8IZL8) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8IZL8
Proteingewicht	120 kDa
Versand	Eisbeutel