

Anti-Pelp1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - C9Jfv4

Artikelnummer: CM0027100

Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes PELP1 (MNAR), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Kernrezeptorsignalisierung und der transkriptionellen Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PELP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MNAR; P160; PELP1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	27043
Gen-ID	27043
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1021-1180 von humanem PELP1 (NP_055204.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	C9JFV4
Proteingewicht	125kDa
Versand	Eisbeutel