

Kaninchen-Monoklonaler Anti-Pen2/Psenen-Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q9Nz42

Artikelnummer: CM0009418



Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes PEN2/PSENEN (UniProt Q9NZ42). Validiert für WB, IF/ICC, IF-P und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des Gamma-Sekretase-Komplexes und der Alzheimer-Krankheit.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PEN2/PSENEN-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	PEN2; PEN-2; MDS033; ACNINV2; MSTP064; PEN2/PSENEN
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	55851
Gen-ID	55851
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-101 des humanen PEN2/PSENEN (NP_758844.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NZ42
Proteingewicht	12 kDa
Versand	Kühlpack