

Anti-Pen2/Psenen Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nz42

Artikelnummer: CM0014154



Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen PEN2/PSENEN, eine Gamma-Sekretase-Untereinheit. Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für die Erforschung von Alzheimer-Krankheit und Notch-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PEN2/PSENEN Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PEN2; PEN-2; MDS033; ACNINV2; MSTP064; PEN2/PSENEN
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	55851
Gen-ID	55851
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-101 von humanem PEN2/PSENEN (NP_758844.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9NZ42
Proteingewicht	12 kDa
Versand	Eisbeutel