

Anti-Penk-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P01210

Artikelnummer: CM0029017



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches Proenkephalin-A (PENK), validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Opioid-Signalisierung und Schmerzforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PENK Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PE; PENK-A; PENK
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5179
GenID	5179
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 25-267 von menschlichem PENK (NP_001129162.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P01210
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel