

Anti-Penk-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, If-P, Elisa - P01210

Artikelnummer: CM0022631



Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen humanes Proenkephalin-A (PENK) für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Kreuzreaktiv mit Ratte. Validiert für die Forschung zur Schmerzwahrnehmung, Opioidsignalisierung und Neuropeptidfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PENK-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	PE; PENK-A; Proenkephalin-A
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5179
Gen-ID	5179
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 150–267 des humanen PENK (NP_001129162.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P01210
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Icebag