

Anti-Pepck/Pck2-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q16822

Artikelnummer: CM0025666

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen mitochondriales PEPCK (PCK2), validiert für WB und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Gluconeogenese- und Ferroptose-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PEPCK/PCK2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PEPCK; PEPCK2; PEPCK-M; PEPCK/PCK2
Spezies	Mensch
GenID	5106
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-280 von menschlichem PEPCK/PCK2 (NP_004554.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16822
Proteingewicht	71kDa
Versand	Eisbeutel