

Anti-Pepck/Pck2 Kaninchen-Monoklonalantikörper (Ko-Validiert) Für Wb, If/Icc, Elisa - Q16822

Artikelnummer: CM0004921

Einführung

Rekombinanter anti-PEPCK/PCK2 Kaninchen-Monoklonalantikörper, KO-validiert, für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Erkennt mitochondriales PCK2 von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu Gluconeogenese und Ferroptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] PEPCK/PCK2 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	PEPCK; PEPCK2; PEPCK-M; K2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5106
GenID	5106
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 550-640 von menschlichem PEPCK/PCK2 (Q16822) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16822
Proteinmolekulargewicht	71kDa
Versand	Eisbeutel