


Anti-Pepd Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P12955

Artikelnummer: CM0028311



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes PEPD (Prolidase). Validiert für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung des Kollagenstoffwechsels und verwandter Forschung. Ungefähres Molekulargewicht: 54 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PEPD Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PROLIDASE; PEPD
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5184
Gen-ID	5184
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 288-424 von humanem PEPD (NP_000276.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P12955
Proteingewicht	54 kDa
Versand	Eisbeutel