

Anti-Pepsinogen I (Pg I) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Elisa, Ihc-P, If-P - P0Djd7

Artikelnummer: CM0007668



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Pepsinogen I (PG I/PGA4), validiert für ELISA, IHC-P und IF-P. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu Verdauungsenzymen und Magenkrebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Pepsinogen I (PG I) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	Pepsinogen-4; Pepsinogen I (PG I)
Spezies	Human
GeneID (Human)	643847
GeneID	643847
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem Pepsinogen I (PG I)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P0DJD7
Proteingewicht	42kDa
Versand	Kühlakkus