

Anti-Pepsinogen Ii (Pg Ii) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Ihc-P, Elisa - P20142

Artikelnummer: CM0006595



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Pepsinogen II (PG II), validiert für IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus. Rekombinantes Immunogen. Geeignet für die Erforschung von Verdauungsenzymen und Studien zu Biomarkern von Magenkrebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Pepsinogen II (PG II) Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	PEPC; PGI; Pepsinogen II (PG II)
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	5225
GeneID	5225
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-388 des humanen Pepsinogens II (PG II) (NP_002621.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P20142
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Kühlakku