

Kaninchen-Polyclonales Anti-Pepsinogen II (Pg II)-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P20142

Artikelnummer: CM0026719



Einführung

Anti-Pepsinogen II (PG II) kaninchen polyklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und Ratten-Gastricsin. Ideal für Pepsinogen C-Untersuchungen in der Verdauungs- und Proteaseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Pepsinogen II (PG II) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PEPC; PGII; Pepsinogen II (PG II)
Spezies	Mensch
GenID (menschlich)	5225
GenID	5225
Immunogen	Synthetisches Peptid passend zu einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 73-172 von menschlichem Pepsinogen II (PG II) (NP_001159896.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P20142
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Eisbeutel