

Anti-Per1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O15534

Artikelnummer: CM0005556



Einführung

Anti-PER1 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Zielt auf humanes PER1 (O15534), ein Kernprotein der zirkadianen Uhr. Geeignet für Studien zum zirkadianen Rhythmus und zur Genexpression.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD Validiert] PER1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PER; hPER; RIGUI
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5187
GenID	5187
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 207-275 von humanem PER1 (NP_002607.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O15534
Proteingewicht	136 kDa/92 kDa
Versand	Eisbeutel