

Anti-Per1 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper - 015534

Artikelnummer: CM0027056

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes PER1, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Für die Forschung an zirkadianen Rhythmen und Studien zur Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PER1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	PER; hPER; RIGUI; PER1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5187
Gen-ID	5187
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-200 des humanen PER1 (NP_002607.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O15534
Proteingewicht	136 kDa/92 kDa
Versand	Eisbeutel