

Anti-Per2 Poliklonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa, Chip - O15055

Artikelnummer: CM0016411



Einführung

Kaninchen-poliklonale Antikörper gegen humanes PER2 (Period Circadian Protein Homolog 2), validiert für WB, IHC-P, ELISA und ChIP. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung zirkadianer Rhythmen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PER2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	FASPS; FASPS1; PER2
Spezies	Mensch
Genen-ID (Mensch)	8864
Genen-ID	8864
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 390-565 des humanen PER2 (NP_073728.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA, ChIP
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O15055
Proteinmasse	137 kDa
Versand	Eispackung