

Anti-Per3-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P56645

Artikelnummer: CM0007548

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen das humane PER3-Protein der circadianen Uhr. Für Western Blot und ELISA validiert, mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Schlaf und circadianen Rhythmen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PER3-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	GIG13; FASPS3; PER3
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8863
Gen-ID	8863
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 10-100 des humanen PER3 (P56645) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P56645
Proteingewicht	132 kDa
Versand	Kühlbeutel