

Anti-Perforin-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P14222

Artikelnummer: CM0011017

Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes Perforin (PRF1, P14222) für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus. Geeignet für die Immunologie- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Perforin-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	P1, PFP, HPLH2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	5551
GeneID	5551
Immunogen	Rekombinantes Protein (rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 21-555 des humanen Perforins entspricht (NP_005032.2))
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P14222
Proteingewicht	61 kDa
Versand	Kühlakku