

Anti-Perforin Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P14222

Artikelnummer: CM0018649

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Perforin (PRF1, P14222). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Human, Maus und Ratte. Ein wichtiges Werkzeug zur Untersuchung der Granzym-vermittelten Zytotoxizität und Immunabwehr.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Perforin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	P1; PFP; HPLH2; Perforin
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5551
Gen-ID	5551
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 280-555 von humanem Perforin entspricht (NP_005032.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P14222
Proteingewicht	61 kDa
Versand	Eisbeutel