

Anti-Perilipin-2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q99541

Artikelnummer: CM0030218

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Perilipin-2 (ADRP/ADFP). Validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Strukturelle Komponente von Lipidtropfen. Forschungsanwendung für Studien zum Lipidstoffwechsel. UniProt Q99541.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Perilipin-2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ADFP; ADRP; Perilipin-2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	123
Immunogen	Rekombinantes Protein Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 168-437 von menschlichem Perilipin-2 (NP_001113.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99541
Proteingewicht	48 kDa
Versand	Eisbeutel