

Anti-Perilipin-2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P43883

Artikelnummer: CM0021535

Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, der gegen Maus-Perilipin-2 (ADRP/Adipophilin) gerichtet ist, für WB, IF-P, IHC-P und ELISA; kreuzreagiert mit Ratte. Ideal für die Biologie der Lipidtropfen und die Forschung an Stoffwechselerkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	perilipin-2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ADPH, Adfp, Adrp, perilipin-2
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	123
GenID	11520
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 325-425 von Maus-Perilipin-2 (NP_031434.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P43883
Proteingewicht	46kDa
Versand	Eisbeutel