

Anti-Perilipin A Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - O60240

Artikelnummer: CM0009968

Einführung

Perilipin A Kaninchen-Monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF-P und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zum Lipidstoffwechsel von Adipozyten, zielt auf O60240 ab.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Perilipin A Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PERI; PLIN; FPLD4; Perilipin A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5346
GenID	5346
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 400-500 von menschlichem Perilipin A (O60240) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O60240
Proteingewicht	56 kDa
Versand	Eisbeutel