


Anti-Periostin Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q15063

Artikelnummer: CM0011541



Einführung

Humaner Periostin-Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Hergestellt gegen ein synthetisches Peptid innerhalb des N-Terminus. Ideal für die Untersuchung von Zelladhäsion, Tumormikroumgebung und Umbau der extrazellulären Matrix.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Periostin Kaninchen mAb
Anmerkungen/Alias	PN; OSF2; OSF-2; PDLPOSTN; Periostin
Spezies	Human
GeneID (Human)	10631
GeneID	10631
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem Periostin entspricht (NP_001129406.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q15063
Proteingewicht	80kDa/83kDa/84kDa/87kDa/90kDa/93kDa
Versand	Eisbeutel