

Anti-Perk Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9Nzj5

Artikelnummer: CM0012542



Einführung

PERK Rabbit mAb zielt auf humanes PERK (EIF2AK3) ab, einen zentralen UPR-Sensor. Kaninchen-monoklonal, hergestellt gegen Aminosäuren 867-1116. Anwendbar für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Für ER-Stress-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PERK Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	PEK; WRS; PERK
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	9451
GeneID	9451
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 867-1116 von humanem PERK (NP_004827.4) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NZJ5
Proteingewicht	125kDa
Versand	Eisbeutel