

Anti-PERK-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9NZj5

Artikelnummer: CM0008831



Einführung

PERK-Kaninchen-monoklonaler Antikörper (Q9NZJ5), validiert für Western Blot und ELISA, zum Nachweis von humanem PERK mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung der ungefalteten Proteinantwort und der Stresssignalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PERK-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	PEK; WRS; PERK
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	9451
GeneID	9451
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NZJ5
Proteingewicht	125 kDa
Versand	Icepack