


Anti-Peroxiredoxin 1/Pag Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q06830

Artikelnummer: CM0016387



Einführung

Der Peroxiredoxin 1/PAG-Kaninchen-pAb (Q06830) von CamelBio ist ein für WB und ELISA in humanen und murinen Proben validierter polyklonaler Antikörper. Er detektiert das 22-kDa-Antioxidationsprotein Peroxiredoxin-1, einen wichtigen Regulator der Signalübertragung bei oxidativem Stress.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Peroxiredoxin 1/PAG-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PAG; PAGA; PAGB; PRX1; PRXI; MSP23; NKEFA; TDPX2; NKEF-A; Peroxiredoxin 1/PAG
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	5052
GeneID	5052
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-199 des humanen Peroxiredoxin 1/PAG (NP_001189360.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q06830
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Kühlakku