


Anti-Peroxiredoxin 1/Pag Kaninchen-Mab Für Wb, Elisa - Q06830

Artikelnummer: CM0008689



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Peroxiredoxin 1/PAG (PRDX1, NKEF-A). Erkennt humanes und Maus-PRDX1 für Western-Blot- und ELISA-Anwendungen. Nützlich für die Forschung zu oxidativem Stress und Antioxidantien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Peroxiredoxin 1/PAG Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	PAG; PAGA; PAGB; PRX1; PRXI; MSP23; NKEFA; TDPX2; NKEF-A; Peroxiredoxin 1/PAG
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5052
Gen-ID	5052
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem Peroxiredoxin 1/PAG (Q06830) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q06830
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Eisbeutel