


Anti-Peroxiredoxin 1/Pag Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für If/Icc, Elisa - Q06830

Artikelnummer: CM0020474



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen Peroxiredoxin 1/PAG gerichtet ist, für IF/ICC- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Detektiert ein 22 kDa Protein. Geeignet für die Forschung zu oxidativem Stress und Signaltransduktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Peroxiredoxin 1/PAG Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PAG; PAGA; PAGB; PRX1; PRXI; MSP23; NKEFA; TDPX2; NKEF-A; Peroxiredoxin 1/PAG
Spezies	Human
GenID (Human)	5052
GenID	5052
Immunogen	Rekombinantes Protein Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 99-199 von humanem Peroxiredoxin 1/PAG (NP_001189360.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q06830
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel