


Anti-Peroxiredoxin 2 (Prdx2) Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P32119

Artikelnummer: CM0007917



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes Peroxiredoxin 2 (PRDX2), validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für oxidativen Stress und Redox-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Peroxiredoxin 2 (PRDX2) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PRP; TSA; PRX2; PTX1; TPX1; NKEFB; PRXII; TDPX1; NKEF-B; HEL-S-2a; Peroxiredoxin 2 (PRDX2)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7001
GenID	7001
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P32119
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel