


Anti-Peroxiredoxin 2 (Prdx2) Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P32119

Artikelnummer: CM0022034



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Peroxiredoxin 2 (PRDX2), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte; Immunogen rekombinantes Protein. Ideal für Forschung zu oxidativer Stress und Antioxidantien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] Peroxiredoxin 2 (PRDX2) Kaninchen pAb
Hinweise/Alias	PRP; TSA; PRX2; PTX1; TPX1; NKEFB; PRXII; TDPX1; NKEF-B; HEL-S-2a; 2)
Spezies	Mensch
Gen-ID	7001
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-142 von menschlichem Peroxiredoxin 2 (PRDX2) (NP_859428.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P32119
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Eisbeutel