


## Anti-Peroxiredoxin 2 (Prdx2) Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P32119

Artikelnummer: CM0024030



### Einführung

Anti-PRDX2 kaninchen-polyclonale Antikörper validiert für WB, IF/ICC, ELISA bei Mensch, Maus, Ratte. Erkennt ~22 kDa Peroxiredoxin-2, ein zytoplasmatisches antioxidatives Enzym, das an der Reaktion auf oxidativen Stress beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                                                             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | Peroxiredoxin 2 (PRDX2) Kaninchen pAb                                                                                                            |
| Anmerkungen/Aliase | PRP; TSA; PRX2; PTX1; TPX1; NKEFB; PRXII; TDPX1; NKEF-B; HEL-S-2a; Peroxiredoxin 2 (PRDX2)                                                       |
| Spezies            | Mensch                                                                                                                                           |
| Gen-ID             | 7001 (Mensch)                                                                                                                                    |
| Immunogen          | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-142 von menschlichem Peroxiredoxin 2 (PRDX2) (NP_859428.1) enthält |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                                                        |
| Kategorie          | Polyclonale Antikörper                                                                                                                           |
| Anwendung          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                |
| Kreuzreaktivität   | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                              |
| SWISS              | P32119                                                                                                                                           |
| Proteingewicht     | 22kDa                                                                                                                                            |
| Versand            | Eisbeutel                                                                                                                                        |