


Polyklonaler Anti-Peroxiredoxin 3 (Prdx3)-Antikörper Für Wb, If, Elisa - P30048

Artikelnummer: CM0014729



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes PRDX3 (Peroxiredoxin 3), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt endogenes PRDX3 in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von oxidativem Stress und Mitochondrien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Peroxiredoxin 3 (PRDX3) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AOP1; MER5; AOP-1; PPPCD; SP-22; HBC189; SCAR32; PRO1748; prx-III; Peroxiredoxin 3 (PRDX3)
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	10935
GeneID	10935
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 63-256 des menschlichen Peroxiredoxin 3 (Peroxiredoxin 3 (PRDX3)) (NP_006784.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P30048
Proteinmasse	28 kDa
Versand	Eisbeutel