


## Anti-Peroxiredoxin 3 (Prdx3) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P30048

Artikelnummer: CM0005461



### Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen menschliches Peroxiredoxin 3 (PRDX3), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humanem und murinem PRDX3; mitochondriales Antioxidansprotein.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Peroxiredoxin 3 (PRDX3) Kaninchen mAb                                                                                             |
| Bemerkungen/Alias | AOP1; MER5; AOP-1; PPPCD; SP-22; HBC189; SCAR32; PRO1748; prx-III; Peroxiredoxin 3 (PRDX3)                                        |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                            |
| GenID (Mensch)    | 10935                                                                                                                             |
| GenID             | 10935                                                                                                                             |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid passend zu einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 157-256 des menschlichen Peroxiredoxin 3 (PRDX3) (P30048) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                         |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                            |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                          |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus                                                                                                                      |
| SWISS             | P30048                                                                                                                            |
| Proteingewicht    | 28 kDa                                                                                                                            |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                         |