


Anti-Peroxiredoxin 3 (Prdx3) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P30048

Artikelnummer: CM0020412



Einführung

CamelBio bietet einen gegen PRDX3 gerichteten Kaninchen-Antikörper, der für WB und ELISA validiert wurde. Er detektiert humanes und Ratten-PRDX3, ein mitochondriales antioxidatives Enzym, das für die Erforschung von oxidativem Stress und Neurodegeneration von entscheidender Bedeutung ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Peroxiredoxin 3 (PRDX3) Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	AOP1; MER5; AOP-1; PPPCD; SP-22; HBC189; SCAR32; PRO1748; prx-III
Spezies	Mensch
Gen-ID	10935
Immunogen	Rekombinantes Protein, entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 63-256 des humanen Peroxiredoxins 3 (PRDX3) (NP_006784.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P30048
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Kühlakku