


Monoklonaler Anti-Peroxiredoxin-4-(Prdx4)-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13162

Artikelnummer: CM0011375



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Peroxiredoxin 4 (PRDX4), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-PRDX4 (~31 kDa). Ideal für Untersuchungen zu oxidativem Stress und zellulärer Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Peroxiredoxin 4 (PRDX4) Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	PRX-4; AOE372; AOE37-2; HEL-S-97n; Peroxiredoxin 4 (PRDX4)
Art	Mensch
Gen-ID	10549
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen Peroxiredoxins 4 (PRDX4) (Q13162) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13162
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Kühlakku