


Anti-Peroxiredoxin 4 (Prdx4) Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13162

Artikelnummer: CM0022599



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Peroxiredoxin 4 (PRDX4). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-PRDX4. Geeignet für die Forschung zu oxidativem Stress und Redox-Signaling.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Peroxiredoxin 4 (PRDX4) Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	PRX-4; AOE372; AOE37-2; HEL-S-97n; Peroxiredoxin 4 (PRDX4)
Spezies	Human
GeneID (human)	10549
GeneID	10549
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 10-110 des humanen Peroxiredoxin 4 (PRDX4) entspricht (NP_006397.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13162
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Eisbeutel