


Anti-Peroxiredoxin 5 (Prdx5) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P30044

Artikelnummer: CM0009859



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes PRDX5, validiert für WB und ELISA. Erkennt eine Bande von ca. 22 kDa in humanen, murinen und Rattenproben. Richtet sich gegen das mitochondriale antioxidative Enzym Peroxiredoxin-5, das Zellen vor oxidativem Stress schützt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Peroxiredoxin 5 (PRDX5) Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	PLP; ACR1; B166; PRXV; PMP20; PRDX6; prx-V; SBBI10; AOEB166; HEL-S-55; Peroxiredoxin 5 (PRDX5)
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	25824
GeneID	25824
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P30044
Proteingewicht	22 kDa
Versand	Kühlakku